

## Zapytanie ofertowe nr 01/TANGO-IV/2021

na

### Dostawę urządzenia do polerowania próbek za pomocą wibracji wraz z materiałami eksploatacyjnymi

#### Zamawiający:

PIK Instruments Sp. z o.o.  
ul. Okulickiego 5F  
05-500 Piaseczno

#### Rozdział I. Tryb postępowania

1. Zamówienie w ramach projektu TANGO-IV-B/0002/2019/00 pn.: „Wytwarzanie sond pomiarowych o zróżnicowanym kształcie ostrza oraz niespotykanych właściwościach mechanicznych i trybologicznych do zastosowania w mikroskopach sił atomowych.”
2. Postępowanie dotyczące wyboru i udzielenia zamówienia Wykonawcy prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w oparciu o zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jawności, gospodarności, bezstronności oraz obiektywizmu.
3. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
4. Postępowanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie jest wyższa lub równa 120.000 zł

#### Rozdział II. Przedmiot zamówienia

1. Nazwa przedmiotu zamówienia i kod CPV:

**Urządzenie do polerowania próbek za pomocą wibracji wraz z materiałami eksploatacyjnymi**

**Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)**

#### Rozdział III – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

1. Automatyczna regulacja częstotliwości w min. zakresie od 70 do 120Hz.
2. Misa robocza o średnicy co najmniej 305mm do pracy z sukniami polerskimi o średnicy co najmniej 300mm.
3. Funkcja Start-Stop ze wskazaniem aktualnego statusu pracy poprzez odpowiednie podświetlenie.
4. Możliwość zapisania co najmniej 180 programów z preparatyką.
5. Funkcja dźwiękowego informowania o zakończeniu procesu polerowania.
6. Możliwość wyposażenia w przyszłości w układ chłodzenia w obiegu zamkniętym.
7. Możliwość wyposażenia w przyszłości w moduł umożliwiający zdalną komunikację z urządzeniem.
8. Możliwość wyposażenia w przyszłości w moduł umożliwiający zdalne uruchomienie trybu serwisowego w celu przeprowadzenia diagnostyki urządzenia.
9. Różne poziomy dostępu do oprogramowania.
10. Panel sterowania o przekątnej co najmniej 3 cale.
11. Złącza do kontaktu z urządzeniem co najmniej USB i Ethernet.
12. Przezroczysta pokrywa/osłona talerza roboczego.

13. Zestaw uchwytów dedykowanych do próbek o średnicy 40 i 30 mm.
14. Metalowa obudowa, pokryta trwałą warstwą zabezpieczającą.
15. Urządzenie powinno posiadać odpowiednie przyłącze pozwalające na podłączenie do wyciągu zewnętrznego.
16. Waga nie większa niż 50kg.
17. Wymiary nie większe niż 520x320x600mm.
18. Dostarczone urządzenie powinno być gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie zamawiającego.
19. Do oferowanego urządzenia powinien zostać dołączony układ do wstępnego przygotowania powierzchni przed polerowaniem, z możliwie jak najprostszym sterowaniem tylko bazującym na ikonach.
20. Układ do wstępnego przygotowania powierzchni próbki powinien pozwalać na dołączenie w przyszłości metodą plug-and-play zasobnika z lubrykantem lub krzemionką do wstępnego
21. Oferta powinna uwzględnić również materiały ściernie, materiał na przygotowanie uchwytu do blachy a także arkusze blachy miedzianej, aluminiowej i niklowej w ilości 10 sztuk o wymiarach 10x10 cm o minimalnej grubości niezbędnej do przeprowadzenia procesu szlifowania i polerowania.
22. Instrukcja w języku polskim.
23. Certyfikat CE.

#### **Rozdział IV - Wymagania podstawowe**

Wymagania podstawowe określone w stosunku do przedmiotu zamówienia i Dostawcy, których brak możliwości spełnia przez Dostawcę, powoduje negatywną ocenę i odrzucenie oferty:

1. Przedmiot oferty musi dotyczyć i być zgodny z przedmiotem zamówienia opisanym w rozdziale II i III niniejszego zapytania.
2. Minimalny okres gwarancji na oferowane urządzenie – **minimum 24 miesiące**.
3. Maksymalny okres realizacji umowy w odniesieniu do przedmiotu zamówienia wynosi **12 tygodni** od daty zawarcia umowy
4. Oznaczenia wykonane na urządzeniu: **CE**
5. Urządzenie używane – **Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakupu używanego urządzenia**.

#### **Rozdział V - Warunki udziału**

1. Termin związania ofertą: 30 dni.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - a) Spełniają warunek: posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
  - b) Spełniają warunek: znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia - Załącznik nr 2 do zapytania Ofertowego.
  - c) Nie są powiązani osobowo ani kapitało w Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Wykonawca potwierdzi spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)
3. Zamawiający wymaga, by oferta została przygotowana w języku polskim. Dokumenty złożone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem, poświadczonym przez Wykonawcę.
  4. Zamawiający wymaga, by ofertę podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.
  5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

## **Rozdział VI – Kryteria oceny ofert**

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w trzech etapach:
  - a) Etap 1: ocena pod kątem formalnym- tj. termin wpływu i kompletność oferty. W przypadku negatywnej oceny oferta zostanie odrzucona.
  - b) Etap 2: ocena pod kątem spełnienia „Wymagań podstawowych” wskazanych w rozdziale IV niniejszego zamówienia, odnoszących się do przedmiotu oferty. W przypadku negatywnej oceny oferta zostanie odrzucona.
  - c) Etap 3: ocena według wskazanego poniżej kryterium oceny. Po pozytywnej ocenie formalnej i wymagań podstawowych, oferta zostanie poddana ocenie według wskazanego poniżej kryterium oceny. Etap ten kończy się wyborem Oferenta/Dostawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość rozliczeń w walucie Euro. W przypadku złożenia ofert w walucie Euro, Zamawiający w celu oceny ofert w kryterium „Cena netto” dokona przeliczenia ceny podanej w Euro, po opublikowanym średnim kursie NBP z dnia otwarcia ofert (jeżeli w dniu otwarcia ofert NBP nie opublikowałby kursu średniego, to wtedy Zamawiający przeliczy cenę po ostatnim opublikowanym średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert). Jeżeli wykonawca jest wykonawcą zagranicznym, wskazuje w ofercie cenę netto czyli bez Vat (bez podatku), wówczas Zamawiający do kwoty netto doliczy należny podatek Vat i otrzymaną kwotę przeliczy na złotówki z zastosowaniem wskazanego powyżej średniego kursu NBP.

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Max ilość punktów	Zasady punktacji/Uwagi
1.	Cena netto oferty	100%	100	<p>Cena – cena netto za daną pozycję obliczana na podstawie wzoru:</p> $Pc = Cn/Cr * 100$ <p>gdzie:</p> <p>Pc – otrzymane punkty w kategorii ceny</p> <p>Cn – najniższa cena netto spośród złożonych ważnych ofert</p> <p>Cr – cena netto oferty rozpatrywanej</p> <p>Max. liczba punktów 100</p>

### Rozdział VII – Tryb wyboru wykonawcy

1. Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania podstawowe wskazane w niniejszym zapytaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.
2. Z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa w formie pisemnej.
3. W przypadku odmowy zawarcia umowy, zostanie wybrany kolejny Oferent według ilości punktów w złożonej ofercie.

### Rozdział VIII – Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta przygotowana zgodnie ze wzorem oferty - formularzem stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć:
  - a) Dokument rejestrowy oferenta,
  - b) Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy),
  - c) Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym - **Załącznik nr 2** do Zapytania Ofertowego
  - d) Oświadczenie w przedmiocie braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. - **Załącznik nr 3** do Zapytania Ofertowego
  - e) **Specyfikację przedmiotu zamówienia** potwierdzającą spełnienie warunków dotyczących wymaganych parametrów urządzeń.
3. Złożona oferta powinna:
  - a) zostać opieczątowana pieczęcią i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania oferty na każdej stronie,
  - b) zostać przygotowana w sposób czytelny, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
  - c) zostać opatrzona datą sporządzenia oferty,
  - d) zawierać dane oferenta takie jak: nazwa, adres, numer NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z danymi kontaktowymi.
4. Oferta składana za pomocą poczty elektronicznej powinna zostać podpisana własnoręcznie przez Wykonawcę (lub osobę upoważnioną), a następnie zeskanowana i dołączona do wiadomości.
5. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

### **Rozdział IX – Miejsce składania ofert**

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: [kontakt@pik-instruments.pl](mailto:kontakt@pik-instruments.pl)

### **Rozdział X – Termin składania ofert**

Oferty należy złożyć do dnia **21.09.2021r.** roku do godz.:**11:00**

### **Rozdział XI – Miejsce i termin otwarcia ofert**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.09.2021r.** o godz.: **11:30** w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

-

### **Rozdział XII – Wykaz załączników do Zapytania Ofertowego**

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty\_WZÓR
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu\_WZÓR
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie w przedmiocie braku powiązań z zamawiającym\_WZÓR
- 4.

### **Rozdział XIII – Pozostałe informacje**

1. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: **Maciej Bazarnik**, e-mail: [kontakt@pik-instruments.pl](mailto:kontakt@pik-instruments.pl)
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.